

MRSA و C.auris بما فيها) BRMO تعليمات من أجل فحص

MRSA و C.auris (الكائنات الدقيقة المقاومة بشكل استثنائي) وبكتيريا BRMO تجد في هذه الحزمة مواد من أجل الفحص بخصوص

محتوى الحزمة

- 6 أطقم سحب تتألف من عود قطني وقنبينة صغيرة مملوءة بمادة تخمير.
- كيس آمن (كيس بلاستيكي مزود بشريط لاصق في الجهة العليا)
- مادة امتصاص (حافظة بيضاء بها 3 جيوب لإدخال الأعواد القطنية).
- ظرف إرجاع للبريد الطبي مزود بحافظة من الورق المقوى وشريط لاصق.
- منشور المعلومات "فحص بخصوص MRSA و BRMO الأخرى"
- 6 لصقات بمكان الأخذ
- استمارة طلب واحدة (خضراء اللون) من أجل فحص الكائنات الدقيقة

الأخذ بواسطة الأعواد القطنية

1. افتح المغلف وأخرج القنبينة.
2. أخرج العود القطني أمسك العود القطني من الأعلى لأخذ العينة وليس من أسفل نقطة الكسر الملونة. خذ المادة بحسب الجدول أدناه

الأنف	MRSA/ C.auris
امسح بالعود القطني عن طريق حركات تدوير على الجهة الداخلية <u>لكلا</u> فتحتي الأنف.	
الحلق	MRSA/ C.auris
امسح بالعود القطني الجهة الخلفية من الحلق على جدار الحلق بمستوى اللوزتين	
العجان	MRSA/ C.auris
امسح بالعود القطني على الجلد ما بين الشرج والعضو التناسلي	
الجرح	MRSA/ C.auris/ BRMO
امسح بالعود القطني على الجرح	
المستقيم	BRMO /C.auris
أدخل العود القطني في الشرج أو امسح بالعود القطني البراز يجب أن يتلون العود القطني	
نبتغملوا طبيلاً تحت	C.auris
تحت لآكل تملخادلا تهجلا لى لء قديدش ريودت تاكرحد قيرط نء ي نطقلا دوعلاب حسمأ نينبغملوا نيطبلا	

3. افتح القنبينة وأدخل العود القطني فيها.
4. اكسر العود القطني من نقطة الكسر الملونة.
5. أغلق القنبينة بالتدوير. أغلق الغطاء بإحكام لمنع التسريب.
6. اكتب على جميع القناني: اسمك وتاريخ ميلادك وتاريخ الأخذ.
7. الصق اللصقة على القنبينة تحت هذه البيانات مع كتابة المكان الذي تم فيه الأخذ.

ملء استمارة طلب واحدة (خضراء اللون) من أجل فحص الكائنات الدقيقة

- بيانات المريض (الاسم، تاريخ الميلاد، العنوان).
- تاريخ الأخذ
- عند وجود جرح، ضع علامة X تحت العنوان "Extra materialen" واذكر مكان الجرح.

الإنهاء لتسليم الأعواد القطنية مع استمارة الطلب

- ضع الأعواد القطنية في جيوب الحافظة البيضاء (مادة الامتصاص).
- ضع الحافظة البيضاء في كيس الأمان وأغلقه باستخدام الشريط اللاصق (اسحب القطعة البيضاء واضغط على الجهة الأمامية والخلفية).
- ضع كيس الأمان واستمارة الطلب بين حافظة الورق المقوى في ظرف الإرجاع.
- أغلق ظرف الإرجاع بالشريط اللاصق (قم بإزالة الشريط الفضي، ثم اضغط على الجهة الأمامية والخلفية).

يمكنك تسليم ظرف الإرجاع بإحدى الطرق التالية:

- عن طريق البريد (لا حاجة لطابع بريدي) أو
- التسليم لدى مكتب قسم سحب الدم لمختلف مواقع مستشفى البرت شوايتزر أو
- الجلب مباشرة إلى RLM. (العنوان: RLM Dordrecht, Albert Schweitzerplaats 25, AT Dordrecht3318)