

INSTRUCCIONES PARA EL EXAMEN DE MMR (incl. SARM y C.auris)

En este paquete encontrará los materiales para el examen de MMR (microorganismos multirresistentes) y la bacteria SARM y la C.auris.

Contenido del paquete

- 6 sets de extracción compuestos por un bastoncillo de algodón y un tubo lleno de un medio de cultivo
- 1 bolsita de seguridad (bolsa de plástico con una tira adhesiva en la parte superior)
- Material absorbente (funda blanca con 3 bolsillos de inserción)
- 1 sobre de devolución para correo médico con soporte de cartón y tira adhesiva
- 1 folleto informativo «Examen de SARM y otros MMR»
- 6 etiquetas con el lugar de extracción
- 1 formulario de solicitud (verde) para el examen microbiológico

Recogida de los bastoncillos de algodón

1. Abra el envase y extraiga el tubo.
2. Extraiga el bastoncillo de algodón. Para tomar la muestra, agarre el bastoncillo por encima del punto de ruptura coloreado, no por debajo del mismo. Extraiga el material siguiendo el siguiente esquema.

SARM/ C.auris	Nariz	Pásese un bastoncillo de algodón por el interior de <u>ambas</u> fosas nasales, haciendo movimientos circulares firmes.
SARM/ C.auris	Garganta	Introdúzcase un bastoncillo hasta la parte posterior de la garganta y pásese por la pared faríngea, a la altura de las amígdalas.
SARM/ C.auris	Perineo	Pásese un bastoncillo de algodón por la piel entre los genitales y el ano.
SARM / MMR/ C.auris	Herida	Pásese un bastoncillo por la herida.
MMR/ C.auris	Recto	Introdúzcase un bastoncillo de algodón en el ano o páselo por sus heces. <i>El bastoncillo debe quedar descolorido.</i>
C.auris	Axila/ingle	Pásese un bastoncillo de algodón por el interior de ambas axilas e ingles.

3. Abra el tubo e introduzca el bastoncillo de algodón.
4. Rompa el bastoncillo por el punto de ruptura coloreado.
5. Enrosque el tapón en el tubo. Apriételo bien para evitar posibles escapes.
6. Escriba en todos los tubos: su nombre, su fecha de nacimiento y la fecha de extracción.
7. En el tubo, debajo de esos datos, pegue la etiqueta que indica dónde se ha tomado la muestra.

Cumplimentar el formulario de solicitud para el examen microbiológico

- Datos del paciente (nombre, fecha de nacimiento, dirección).
- Fecha de extracción.
- Si tiene una herida, marque Herida (*wound*) bajo el epígrafe «Materiales adicionales» e indique donde se encuentra.

Procedimiento para entregar los bastoncillos de algodón con el formulario de solicitud

- Meta los bastoncillos de algodón en los bolsillos de inserción de la funda blanca (material absorbente).
- Introduzca la funda blanca en la bolsita de seguridad y ciérrela con la tira adhesiva (retire la tira blanca, presione por delante y por detrás).
- Meta la bolsita de seguridad y el formulario de solicitud entre el soporte de cartón del sobre de devolución.
- Cierre el sobre de devolución con la tira adhesiva (retire de la tira plateada, presione por delante y por detrás) presione por delante y por detrás).

Puede hacernos llegar el sobre de una de las siguientes maneras:

- Por correo (no es necesario un sello); o bien
- Entregándolo en el mostrador del departamento de extracción de sangre de las distintas del hospital

Albert Schweitzer; o bien

- Trayéndolo directamente a RLM. (*Dirección: RLM Dordrecht, Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht [Países Bajos]*)