

BRMO ARAŞTIRMASI TALİMATLARI ((MRSA ve C.auris dâhil)

Bu pakette, ÖZMO (Özel Direnci Olan Mikroorganizmalar), MRSA bakterisi ve C.auris için araştırma malzemelerini bulacaksınız.

Paketin içeriği

- Bir pamuklu çubuk ve kültür ortamı içeren bir tüpten oluşan 6 numune alma seti
- Bir güvenlik çantası (üst kısmında yapışkan şerit bulunan plastik torba)
- Emilim malzemesi (3 cepli beyaz kapak).
- Karton tutaçlı ve yapışkan şeritli bir tıbbi posta iade zarfı.
- 'MRSA ve diğer BRMO ile ilgili araştırma' adında bilgilendirme broşürü
- Numune alma yerler ile 6 etiket
- Mikrobiyolojik araştırmalar için 1 (yeşil) başvuru formu

Pamuklu çubuklarla numune alınması

1. Paketi açın ve tüpü çıkarın.
2. Pamuklu çubuğu çıkarın. Numuneyi almak için pamuklu çubuğun üst tarafını tutun ve renkli kırılma noktasının altına dokunmayın. Numuneyi aşağıdaki şemaya göre alın.

MRSA/ C.auris	Burun	Tek bir pamuklu çubuğu <u>her iki</u> burun deliğinin içine sağlam dairesel hareketlerle sürün
MRSA/ C.auris	Boğaz	Numune almak için boğazın arka tarafındaki boğaz duvarına bademcikler hizasına pamuklu çubuğu sürün
MRSA/ C.auris	Perine	Pamuklu çubuğu makat ile cinsel organ arasındaki cilde sürün
MRSA / BRMO/ C.auris	Yara	Pamuklu çubuğu yara üzerine sürün
BRMO/ C.auris	Rektum	Bir pamuklu çubuk ile makatınızın içinden veya dışkınızdan bir numune alın <i>Çubuğun rengi değişmiş olmalıdır</i>
C.auris	Koltuk altı / Kasık	Bir pamuklu çubuğu, her iki koltuk altının ve kasıkların iç kısmına sürün.

3. Tüpü açın ve pamuklu çubuğu içine koyun.
4. Pamuklu çubuğu renkli kırılma noktasından kırın.
5. Kapağı tüpe vidalayın. Sızıntıyı önlemek için kapağı iyice sıkın.
6. Tüm tüplerin üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve numune alınış tarihini yazın.
7. Tüpün üzerinde bu verilerin altına, numunenin alındığı yeri belirten etiketi yapıştırın.

Mikrobiyolojik araştırma için başvuru formunun doldurulması

- Hasta verileri (isim, doğum tarihi, adres).
- Numune alma tarihi.
- Bir yara olduğunda 'Extra materialen' (Ek numuneler) başlığı altında 'wond' (yara) seçeneğini işaretleyin ve yaranın yerini belirtin.

Başvuru formuyla birlikte pamuklu çubukların iadesi işlemi

- Pamuklu çubukları beyaz kapağın (emilim malzemesi) ceplerine yerleştirin.
- Beyaz kapağı güvenlik çantasına yerleştirin ve yapışkan şeritle kapatın (beyaz şeridi çıkarın, öne ve arkaya doğru basın).
- Güvenlik çantasını ve başvuru formunu iade zarfının içindeki karton tutacın arasına yerleştirin.
- İade zarfını yapışkan şeritle kapatın (gümüş şeridi çıkarın, öne ve arkaya doğru basın).

İade zarfını aşağıda belirtilen şekillerin biriyle iade edebilirsiniz:

- Posta yoluyla (posta pulu gerekmez) veya
- Albert Schweitzer'in çeşitli şubelerindeki kan tahlili bölümünün gişesine teslim ederek veya
- Doğrudan RLM'ye getirerek. (Adres: RLM Dordrecht, Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht)